

RNA Binding Protein Immunoprecipitation(RIP) Kit

RIP 试剂盒说明书

KT102-01 系列: 不带阳性对照体系

Cat. No. KT102-0101 (12 rxns)

Cat. No. KT102-0102 (24 rxns)

Cat. No. KT102-0103 (48 rxns)

KT102-02 系列:包含阳性对照体系

Cat. No. KT102-0201 (12 rxns)

Cat. No. KT102-0202 (24 rxns)

Cat. No. KT102-0203 (48 rxns)

按试剂标签提示分开储存

For research use only, not intended for diagnostic testing.

电话话: 020-85625352 邮箱: servers@gzscbio.com 网址: www.gzscbio.com



产品简介:

RIP 技术(RNA Binding Protein Immunoprecipitation Assay, RNA 结合蛋白免疫沉淀),是研究细胞内 RNA 与蛋白结合情况的技术,运用针对目标蛋白的抗体把相应的 RNA-蛋白复合物沉淀下来,经过分离纯化就可以对结合在复合物上的 RNA 进行分析。本产品适用于大部分的动物细胞和组织的 RIP 实验。

试剂盒包装组分:

表 1 KT102-01 试剂盒包装组分信息

室温保存试剂					
编号	试剂	数量(12 rxns)	数量(24 rxns)	数量(48 rxns)	
SCR-1	Cell lysis buffer	10mL	20mL	40mL	
SCR-2	RIP buffer	125mL	250mL	500mL	
SCR-3	O. 5M EDTA	500uL	1mL	2mL	
SCR-4	10%SDS	300uL	600uL	1200uL	
	4℃保存试剂				
SCR-5	proteinA/G 磁珠	650uL	1.3mL	2.6mL	
SCR-6	ProteinaseK	250uL	500uL	1mL	
-20℃保存试剂					
SCR-7	蛋白酶抑制剂	150uL	300uL	600uL	
SCR-8	PMSF	150uL	300uL	600uL	
SCR-9	RNase Inhibitor	65uL	130uL	260uL	
SCR-10	阴性抗体 IgG	35uL	70uL	140uL	

表 2 KT102-02 阳性试剂盒包装组分信息

室温保存试剂					
编号	试剂	数量(12 rxns)	数量(24 rxns)	数量(48 rxns)	
SCR-1	Cell lysis buffer	10mL	20mL	40mL	
SCR-2	RIP buffer	125mL	250mL	500mL	
SCR-3	O. 5M EDTA	500uL	1mL	2mL	
SCR-4	10%SDS	300uL	600uL	1200uL	
	4℃保存试剂				
SCR-5	proteinA/G 磁珠	650uL	1.3mL	2.6mL	
SCR-6	ProteinaseK	250uL	500uL	1mL	
-20℃保存试剂					
SCR-7	蛋白酶抑制剂	150uL	300uL	600uL	
SCR-8	PMSF	150uL	300uL	600uL	
SCR-9	RNase Inhibitor	65uL	130uL	260uL	
阳性对照体系: (-20℃保存)					

地址: 广州市黄埔区广州国际企业孵化器 B 座 402

2/9



SCR-10	阴性抗体 IgG	30uL	60uL	120uL
SCR-11	阳性对照组抗体 U1C	30uL	60uL	120uL
SCR-12	阳性 q-pcr 检测引物 U1	25uL(10uM)	50uL(10uM)	100uL(10uM)
	mix			

注:对照组与实验组消耗试剂量相同,一次 ChIP 实验含 Input 组、目的抗体组(或者阳性抗体组)、阴性抗体组,要消耗 2 rxns 试剂量。

阳性对照体系说明:

阴阳性对照组抗体(包含阳性对照抗体 U1C,阴性对照抗体 IgG),适用于大多数哺乳动物细胞和组织。

阳性 q-pcr 检测引物 U1:

FOR: 5' -GGGAGATACCATGATCACGAAGGT-3'

REV: 5' -CCACAAATTATGCAGTCGAGTTTCCC-3'

实验前准备

细胞准备

A 动物组织处理:

细胞量:约1-2x10⁷个

动物组织经过组织匀浆或液氮研磨后,去除大颗粒组织后用 PBS 重悬细胞,清洗 2-3 次,3000rpm 离心 3min,去除上清后-80℃保存或继续进行实验。

注:尽量将上清液彻底吸干再保存。

B 动悬浮细胞交联:

细胞量:约1-2x10⁷个

悬浮细胞培养之后连同培养液收集到离心管中,3000rpm 离心收集细胞沉淀,细胞沉淀用 PBS 重悬再离心去上清,重复清洗细胞 3 次,去除上清后-80℃保存或继续进行实验。

注:尽量将上清液彻底吸干再保存。

C 贴壁细胞交联:

细胞量:约1-2x10⁷个

贴壁细胞培养好后,用胰酶消化或者细胞刮刮下转移到离心管中,3000rpm 离心收集细胞 沉淀;细胞沉淀用 PBS 重悬再离心去上清,重复清洗细胞 3 次,去除上清后-80℃保存或 继续进行实验。

注:尽量将上清液彻底吸干再保存。

电话: 020-85625352 邮箱: servers@gzscbio.com 网址: www.gzscbio.com



需要的额外材料:

试剂:

目的抗体

PBS 溶液

RNA 提取试剂: trizol 或酚氯仿异戊醇提取液

逆转录试剂

q-pcr 检测试剂

糖原(可用碧云天糖原)

仪器设备:

旋转仪

低温高速离心机

Q-pcr 仪

实验过程摘要:

如图 1 所示,如图 1 所示,首先将细胞进行裂解,然后将细胞裂解液与抗体-磁珠结合形成抗体-蛋白 G/A 磁珠复合物孵育,然后经适当条件洗涤使与蛋白结合的 RNA 与孵育液中的其他成分分离。最后通过洗脱缓冲液将 RNA 从磁珠上洗脱下来,经纯化回收后获得RIP 产物 RNA。产物可通过 q-pcr 检测特定的 RNA,或通过测序分析。



电话: 020-85625352 邮箱: servers@gzscbio.com



图 1 RIP 试剂盒实验过程示意图

RIP 实验步骤

注:实验环境为 Nuclease-free 环境,全过程须使用无 RNase 污染的实验用具和试剂,操作过程中也要防止 RNase 污染

A、裂解细胞

细胞量:约 1-2x10⁷ 个

1. 将细胞从-80℃中取出,加入 1mL 预冷的 Cell lysis buffer (**SCR-1**),使用前每 mL 裂解液加入 12uLPMSF (**SCR-8**), 10uL 蛋白酶抑制剂 (**SCR-7**),吹打均匀后于 4℃冰箱翻转裂解 1-2h。

注: 一次 IP 实验包括 input、阳性对照抗体(或目的抗体)、阴性抗体组只需要一份 1mL 细胞裂解液。如果同时做目的抗体和阳性对照,只需做一个 IgG 阴性对照。

2.4℃,12000rpm 离心 15min,将上清转移到一个新的 1.5mL 的 EP 管中,标识清楚。 裂解液继续 IP 实验或者储存在-80℃。

B、磁珠的准备

注:操作过程中不要剧烈吹打磁珠,控制孵育时间和清洗条件,磁珠不用冷冻或者干裂 1.上下轻微颠倒重悬磁珠(SCR-5);

- 2. 标记实验所需的无 RNA 酶 1.5ml EP 管,包括 input 组,目的抗体组,阴性对照抗体 IgG 组。
- 3. 吸取 50uL 重悬后的磁珠悬液于每个无 RNA 酶 1.5mL EP 管中,3000rpm 离心 1 min,去上清 (input 组不加磁珠和抗体);
- 4. 每管加入 500uL RIP Buffer (SCR-2), 轻微上下颠倒混匀清洗磁珠, 3000rpm 离心 1 min, 去上清, 重复清洗磁珠 2 次, 去上清;
- 5.用 500uL 的 RIP Buffer (SCR-2) 重悬磁珠,分别加入 5uL 阴性 IgG 抗体 (SCR-10)、5uL 阳性抗体 (SCR-11) 或目的抗体 5ug (自备)于相应 EP 管中;

注:目的抗体进行 IP 前建议先进行 WB 检测,确认抗体是否失效以及目的蛋白的表达情况。 6.封口膜封口后,置于 4℃冰箱翻转孵育 6-8 小时。

C、RNA 结合蛋白免疫沉淀

1. 将 4℃冰箱的磁珠-抗体混合物 3000rpm 离心 2min,去上清,用 500uL RIP buffer (SCR-2)清洗磁珠 1 次,去除上清后依次加入表 2 试剂:

表 2 RNA-蛋白质结合反应的主混合物的反应组分

电话: 020-85625352 邮箱: servers@gzscbio.com 网址: www.gzscbio.com



试剂	用量
RIP buffer (SCR-2)	860uL
RNase Inhibitor (SCR-9)	5uL
0.5M EDTA (SCR-3)	35uL

2. 加入 100-300uL 细胞裂解液,上下颠倒轻微混匀,封口,置于 4℃冰箱翻转孵育过夜,剩余裂解液取 10-30uL 作为 input 组于另一 EP 管中。

注: input 组一般取 IP 组裂解液用量的 10%用来提取 RNA 即可。

3. 过夜孵育的磁珠-抗体混合物 3000rpm 离心 2min, 去上清, 然后加入 1mL RIP buffer (SCR-2), 上下颠倒轻微混匀,清洗磁珠,3000rpm 离心 1min, 去上清,重复清洗磁珠 5次(共 6次),去上清,磁珠产物进行下一步;

注: 如果需要进行 WB 验证抗体对靶标蛋白的捕获,可以将磁珠分 1/3 至另一管中,加入 SDS loading buffer 100℃煮 5-10min 洗脱蛋白取上清进行 WB 验证。

D、RNA 纯化

方法 1 酚: 氯仿: 异戊醇抽提 RNA:

- 1.于每组(包括 input 组)中分别加入 117uL RIP buffer (SCR-2), 15uL 10%SDS (SCR-4), 18uL ProteinaseK (SCR-6)于 55℃孵育 1h;
- 2.3000rpm 离心 5min,目的抗体组和阴性对照组取上清至新的无 RNA 酶 EP 管中,标识清楚,加入 250uL RIP buffer (SCR-2),input 组直接加 250uL RIP buffer (SCR-2); (为了使体积增大以便后续吸取水相,减少 RNA 损失)
- 3. 然后再加入 400uL 酚: 氯仿: 异戊醇 (125:24:1), 涡旋振荡充分混匀, 室温静置 5min (于通风橱中操作);
- 4.4℃ 12000rpm 离心 15min, 小心吸取约 400uL 上层水相于新的无 RNA 酶 EP 管中 (于通风橱中操作);

注: 在抽提 RNA 过程中,要小心吸取上清,避免吸到下层有机相

5. 加入 3 倍体积无水乙醇然后于-20℃沉淀过夜或-80 沉淀 1h 以上;

注:可以选择加入 1-2uL 糖原帮助 RNA 沉淀。

6.4℃,12000rpm 离心 15-30min,小心去上清;

7. 加入 1mL 预冷的 75%乙醇上下轻微颠倒清洗,4℃,12000rpm 离心 10min,弃上清,室温静置 2-3min 晾干,加入 10-15uL Water (nuclease-free) 溶解,得到的溶液为纯化的 RNA,-80℃保存。纯化的 RNA 产物可用于后续的 Q-PCR 检测或测序。

注: 乙醇沉淀 RNA 后要小心移除上清,防止 RNA 丢失



方法 2 Trizol 提取 RNA:

- 1 磁珠清洗去上清完成后,向管中(包括 input)加入 500uL 的 trizol 溶液,涡旋振荡 10s, 室温静置 10min;
- 2 再加入100 μL 氯仿,涡旋振荡10s,在4℃,12000rpm离心15min后小心吸取上层水相至新的离心管中;

注: 在抽提 RNA 过程中,要小心吸取上清,避免吸到下层有机相

- 3 加入2.5倍体积无水乙醇混匀(可选择加入1-2uL糖原)后置于-80℃沉淀过夜。
- 4 第二天取出在 4℃,12000rpm 离心 15min 后小心去除上清,然后用 75%乙醇清洗沉淀 3次,最后一次尽量完全去除上清,开盖晾干 2-3min,用 10-15uL RNase-free H₂0 溶解。得到的溶液为纯化的 RNA,-80℃保存。纯化的 RNA 产物可用于后续的 Q-PCR 检测或测序。

注: 乙醇沉淀 RNA 后要小心移除上清, 防止 RNA 丢失

q-pcr检测注意事项:

- 1. 为了保证单一变量, input组、阳性抗体组、IgG组获得的RNA产物最终用相同体积的水溶解,并且在逆转录过程中用相同体积RNA进行逆转录,不要测浓度之后把产物浓度调平。
- 2. input组一般是取10%的量提取的RNA, q-pcr的到的Ct值是1/10底物的数据, 计算时Ct要减去3.3。

3. Q-pcr结果计算示例:

 Δ Ct [normalized IP] = (Ct [IP] - (Ct [Input] -Log2 (Input Dilution Factor))) % Input = 2 ^(- Δ Ct [normalized IP])*100%

我们的 input 通常去总量的 1/10, 即稀释了 10 倍, Log2 (Input Dilution Factor)≈3.3 计算示例:

阴性对照组与目的组计算方法一样,最后比较目的组和阴性对照组的相对捕获量。

高通量测序注意事项:

- 1. 高通量测序一般测input组和target组的RNA产物, input归一化处理作为target组捕获RNA的基准线;
- 2. 文库构建可以使用进口的KAPA或者国产诺唯赞的DNA建库试剂盒,相关试剂盒信息如下: KAPA Stranded RNA-Seq Library Preparation Kit (kk8400)

VAHTS® Universal V8 RNA-seq Library Prep Kit for Illumina (NR605)




3. 赛诚生物提供RNA建库、高通量测序及生信分析全套服务,如有需要,欢迎咨询。


结果展示:

阳性体系Q-PCR检测示例:

Q-pcr 检测蛋白 U1C 与 U1 RNA 是否结合,用抗体与细胞裂解物孵育能富集 U1 RNA;用 IgG 孵育不会富集 U1 RNA。U1C 抗体组与 IgG 组结合 U1-RNA 差异在 2 个 Ct 值以上。



RIP-qPCR实验案例:



该 RIP 使用蛋白 A 抗体进行 IP 后,获取与蛋白 A 结合的 RNA,并进行 q-pcr 检测下游靶标 RNA。首先取一部分 IP 后的磁珠提蛋白进行 WB 检测抗体对靶标蛋白的捕获,结果显示,与 IgG 组相比 A 抗体能捕获到靶标蛋白 A。通过信息学预测得到 3 个可能与靶蛋白 A 结合的 RNA,然后通过 RIP-qpcr 检测,结果表明位 3 个 RNA 都与靶蛋白 A 结合。

问题解决方案:



问题	解决方案
抗体裂解物中的免	在 RIP 实验之前,通过 Western 确认抗体可以 IP 免疫沉
疫蛋白质	淀感兴趣的 RBP
	选择针对抗原的不同表位的抗体
	从具有固定量 RIP 裂解物的稀释系列抗体中进行 IP, 反 之亦然
	确认抗体同种型与蛋白 A 或 G 的免疫沉淀相容
蛋白酶 K 消化不完全	进行蛋白酶 K 消化时,请确保温度设定在 55°C 左右。 蛋白酶 K 将在高于 65°C 的温度下长时间孵育而失活。
低 RNA 产量	大多数 RNA 结合蛋白免疫沉淀不能产生可测量量的 RNA。 而通过 RTPCR 可以检测亚纳克量的 RNA
	如果在 cDNA 合成后检测不到 RNA,请考虑上面的免疫沉淀故障排除。
RNA 降解	确保无 RNA 酶的工作条件和用具,并且不引入 RNA 酶,在 孵育溶液中使用 RNA 酶抑制剂。
没有检测到 RNA	在-80°C 下增加乙醇沉淀的孵育时间
	RNA 乙醇沉淀物有时非常小。 去除上清液时,一定不要吸收 RNA 沉淀
	在 RIP 分析之前,确认抗体可以通过 IP 免疫沉淀感兴趣的 RBP
RT-PCR 无产物	增加不同量的 cDNA 加入到 PCR 反应中
	增加扩增反应的循环次数
	确保在 q-pcr 仪上正确设置扩增反应程序
	重新检查引物的正确 Tm
	确认抗体可以通过 IP 免疫沉淀感兴趣的 RBP
U1C和 IgG IP	确保正确的抗体质量和正确的 RIP 裂解液用于 IP
的 PCR 产物之间的	减少加入 PCR 反应的 cDNA 量
数量没有差异	减少分析 cDNA 的循环数。 重要的是在 PCR 的线性扩增 阶段内分析 PCR 产物,可以测量起始 DNA 的量之间的差异。

电话: 020-85625352 邮箱: servers@gzscbio.com 网址: www.gzscbio.com