

RNA Antisense Purification (RAP) Kit

RAP 试剂盒说明书

KT106-01 系列: 不带阳性对照体系

Cat. No. KT106-0101 (12 rxns)

Cat. No. KT106-0102 (24 rxns)

Cat. No. KT106-0103 (48 rxns)

KT106-02 系列:包含阳性对照体系

Cat. No. KT106-0201 (12 rxns)

Cat. No. KT106-0202 (24 rxns)

Cat. No. KT106-0203 (48 rxns)

按试剂标签提示分开储存

For research use only, not intended for diagnostic testing.



产品简介:

RAP (RNA Antisense Purification) 实验室通过设计生物素标记目标 RNA 互补探针组,其与链霉亲和素磁珠结合,将目标 RNA 特异性结合的同时,特异性捕获 RNA 结合调控的各种 RNA 及 RNA 结合蛋白质 (RBPs)。本产品可用于在捕获大多数动物组织和细胞中 lineRNA 或者 circRNA 结合的蛋白。

试剂盒包装组分:

表 1 KT106-01 试剂盒包装组分信息

室温保存试剂				
编号	试剂	数量(12 rxns)	数量(24 rxns)	数量(48 rxns)
SCAP-1	Cell lysis buffer	25mL	50mL	100mL
SCAP-2	Hybridization buffer	25m1	50m1	100m1
SCAP-3	Wash buffer	65m1	130m1	260m1
SCAP-4	PK buffer	1.5ml	3m1	6m1
SCAP-5	elution buffer	1.5ml	3m1	6m1
4℃保存试剂				
SCAP-6	ProteinaseK	150uL	300uL	600uL
SCAP-7	SA-链霉亲和素磁珠	650u1	1.3m1	2.6m1
-20℃保存试剂				
SCAP-8	蛋白酶抑制剂	150uL	300uL	600uL
SCAP-9	PMSF	150uL	300uL	600uL
SCAP-10	RNase inhibitor	120uL	240uL	480uL

表 2 KT106-02 阳性试剂盒包装组分信息

室温保存试剂				
编号	试剂	数量(12 rxns)	数量(24 rxns)	数量(48 rxns)
SCAP-1	Cell lysis buffer	25mL	50mL	100mL
SCAP-2	Hybridization buffer	25m1	50m1	100m1
SCAP-3	Wash buffer	65m1	130m1	260m1
SCAP-4	PK buffer	1.5ml	3m1	6m1
SCAP-5	elution buffer	1.5ml	3m1	6m1
4℃保存试剂				
SCAP-6	ProteinaseK	150uL	300uL	600uL
SCAP-7	SA-链霉亲和素磁珠	650u1	1.3m1	2.6m1
-20℃保存试剂				
SCAP-8	蛋白酶抑制剂	150uL	300uL	600uL
SCAP-9	PMSF	150uL	300uL	600uL
SCAP-10	RNase inhibitor	120uL	240uL	480uL



阳性对照体系: (-20℃保存)				
SCCHR-11	阳性对照探针 TERC	15 uL	30 uL	60 uL
	(100pmo1/u1)			
SCCHR-12	阴性对照探针 LacZ	15 uL	30 uL	60 uL
	(100pmo1/u1)			
SCCHR-13	阳性对照抗体 TCAB1	10 uL, 足够检	20 uL, 足够检	40 uL, 足够检
	(abcam, ab99376)	测 4-5 个 WB	测 8-10 个 WB	测 8-10 个 WB
SCCHR-14	RNA q-pcr 阳性检测引	25 uL (10uM)	50 uL (10uM)	100 uL (10uM)
	物 TERC (F/R) mix			
SCCHR-15	RNA q-pcr 阴性检测引	25 uL (10uM)	50 uL (10uM)	100 uL (10uM)
	物 GAPDH (F/R) mix			

注: 对照组与实验组消耗试剂量相同,一次 RAP 实验含 Input 组、阳性探针组、阴性探针组,要消耗 2 rxns 试剂量。

阴性对照探针(试剂盒包含)

ChIRP 实验阴性对照探针一般是 LacZ 探针,赛诚参考序列如下:

LacZ_P1	CTGAATATCGACGGTTTCCA
LacZ_P2	GCTGTATCGCTGGATCAAAT
LacZ_P3	GTCGTTTTACAACGTCGTGA

阳性对照探针(阳性试剂盒包含)

阳性对照体系为端粒 RNA、端粒 DNA 和 TCAB1 蛋白的互作,阳性探针为 TERC-RNA 探针,序列如下:

TERC-P1	GACAAAAATGGCCACCACC
TERC-P2	CAGCAGCTGACATTTTTTGT
TERC-P3	TGACAGAGCCCAACTCTTCG
TERC-P4	AAGCGAACTGCATGTGTGAG
TERC-P5	CAGGTTTGGGGGTTCACAAG

q-pcr 检测引物:

TERC_Q-PCR_F	agagttgggctctgtcagc
TERC_Q-PCR_R	aggaaagcgaactgcatgt
GAPDH(RNA)-human_F	tccatggcaccgtcaag
GAPDH(RNA)-human_R	cagccttctccatggtgg



实验过程摘要:

蛋白在体内与 RNA 结合,将生物素化的探针与靶 RNA 杂交,并使用磁性链霉抗生物素蛋白珠纯化染色质复合物,然后进行严格的洗涤。用 RNase A 和 H 的混合物洗脱了 1ncRNA 结合的蛋白质。




图 1 RAP 试剂盒实验过程示意图



实验前准备

细胞准备

A 动物组织处理:

细胞量:约1-2x10⁷个

动物组织经过组织匀浆或液氮研磨后,去除大颗粒组织后用 PBS 重悬细胞,清洗 2-3 次,3000rpm 离心 3min,去除上清后-80℃保存或继续进行实验。

注:尽量将上清液彻底吸干再保存。

B 动悬浮细胞交联:

细胞量:约1-2x10⁷个

悬浮细胞培养之后连同培养液收集到离心管中,3000rpm 离心收集细胞沉淀;细胞沉淀 用 PBS 重悬再离心去上清,重复清洗细胞 3 次,去除上清后-80℃保存或继续进行实验。 注:尽量将上清液彻底吸于再保存。

C 贴壁细胞交联:

细胞量:约1-2x10⁷个

贴壁细胞培养好后,用胰酶消化或者细胞刮刮下转移到离心管中,3000rpm 离心收集细胞沉淀;细胞沉淀用 PBS 重悬再离心去上清,重复清洗细胞 3 次,去除上清后-80℃保存或继续进行实验。

注:尽量将上清液彻底吸干再保存。

探针准备:

A 线性 RNA 探针准备

- 1. 根据靶标 RNA 序列,每 100nt 中选择一条段为 20nt 序列,设计其反向互补的 DNA 序列作为 RAP 探针;
- 2. 将设计的 DNA 序列分别合成多条带 biotin 标记的探针, 5'末端或 3'末端标记均可;
- 3. 多条探针计算好浓度混合为包含各 100pmo1/uL 或 50pmo1/uL 的混合探针溶液,用 NF 水溶解即可,使用时每 1mL 的细胞裂解液用 100pmo1 探针

B circRNA 探针准备

1. 根据靶标 RNA 序列,在环状节点位置选择一条段为 20nt 序列(节点前后各取 7-

13nt),设计其反向互补的 DNA 序列作为 RAP 探针; 电话: 020-85625352 邮箱: servers@gzscbio.com

地址: 广州市黄埔区广州国际企业孵化器 B座 402

网址: www.gzscbio.com

6 / 10



- 2. 将设计的 DNA 序列分别合成多条带 biotin 标记的探针, 5'末端或 3'末端标记均可;
- 3. 将探针溶解 100pmo1/uL 或 50pmo1/uL 的混合探针溶液,用 NF 水溶解即可,使用时每 1mL 的细胞裂解液用 100pmo1 探针

(赛诚提供探针制备服务,如有需要欢迎咨询)

需要的额外材料:

试剂:

RNase H

RNase A

Trizol 溶液

氯仿 (三氯甲烷)

RNA 逆转录试剂

Q-pcr 试剂

银染试剂

WB 试剂

仪器设备:

电泳仪

磁力架 (赛诚有售,如有需要欢迎咨询)

旋转孵育器

Q-pcr 仪

化学发光检测仪

RAP 实验步骤

注:实验全程环境为 Nuclease-free 环境,全过程须使用无 RNase 污染的实验用具和 试剂,操作过程中也要防止 RNase 污染

A 细胞裂解与染色体超声断裂

1. 向 Cell lysis buffer (SCAP-1) 中加入蛋白酶抑制剂和 RNA 酶抑制剂,每 mL 加入 12uL PMSF (SCAP-9) 和 10uL 蛋白酶抑制剂 (SCAP-8) 和 5uL RNase inhibitor (SCAP-10);



2. 在交联的细胞沉淀中加入 1mL 含有蛋白酶抑制剂和 RNA 酶抑制剂的 Lysis Buffer,吹打重悬并涡旋震荡 15s,然后在 4% 旋转裂解 1-2h;

注: 一次 1mL 的染色体断裂的细胞裂解液可以分为 input, target 组, lacZ 组,即两个反应的量。

3. 如果细胞裂解液出现粘稠物质可用超声破碎仪处理使粘稠物溶解,然后 1,2000rpm 4℃ 离心 15min 后取上清至新的 EP 管中。

注:出现的粘稠物是细胞核的染色质成分,裂解液粘稠会增加磁珠的非特异性结合,可使用超声使染色质断裂从而增加溶解度,只需超声几秒即可,或者使用 DNA 酶处理使 DNA 降解,减少粘稠。

B 探针-RNA 免疫沉淀

- 1. 取上述步骤所得上清液 45 μL 至 1.5 mL 离心管,储存于-20℃,此为 Input。
- 2. 取上述步骤所得上清液 450µL 至 1. 5mL 或 2mL 的离心管中,加入 2 倍体积(即 0. 9mL)的 Hybridization buffer (SCAP-2),并加入 5uL RNase inhibitor (SCAP-10),并按 每个反应加入 100pmo1(约 500~600ng)探针的量加入标记的 DNA 探针,于 37℃旋转孵 4h。

Negative control IP: LacZ 探针。

Target-specific IP: 阳性对照探针或者目的探针。

3. 在探针与裂解液孵育将近4h时进行磁珠预处理,即每个IP组取50uL链霉亲和素磁珠 (SCAP-7) 只离心管中,于磁力架上静置直到磁珠完全吸附到管壁上,吸除上清,再用 500uL Lysis Buffer (SCAP-1) 洗磁珠2次,吸除上清备用。

注: 磁珠不要冰冻,不要干裂,操作过程中不要剧烈吹打磁珠

- 4. 探针与裂解液孵育4h后,转移至处理好的磁珠管中,37℃旋转孵30min。
- 5. 轻微离心后置于磁力架上待溶液澄清,弃掉上清液。
- 6. 加入 1mL Wash Buffer (SCAP-3) 在 37℃旋转洗 5min,轻微离心后置于磁力架上待溶液澄清弃掉上清液。
- 7. 重复清洗 5 次。

电话: 020-85625352

8. 清洗好的磁珠每个 IP 组取 1/10-1/5 磁珠于新 EP 管中用于提取 RNA,剩下的用于提取蛋白。Input 组取等量(1/10-1/5)提取 RNA。

邮箱: servers@gzscbio.com

注: 提取的 RNA 经逆转录后 q-pcr 检测证明 RAP 探针对目标 RNA 的正确结合及有效捕获。

地址: 广州市黄埔区广州国际企业孵化器 B 座 402

网址: www.gzscbio.com

8 / 10



C RNA、蛋白的洗脱

RNA洗脱(1/10-1/5):

1. 向磁珠中加入50uL PK buffer (SCAP-4) 和5uL Proteinase K (SCAP-6),于65℃孵育 45min,然后95℃孵育5min使DNA探针与目的RNA分开,迅速置于冰上,加入500uL的 Trizol溶液涡旋振荡10s,室温静置10min; input组直接加入500uL Trizol溶液提取RNA。 2. 再加入100 μL 氯仿,涡旋振荡10s,在4℃,12000rpm离心15min后小心吸取上层水相至新的离心管中;

注: 在抽提 RNA 过程中,要小心吸取上清,避免吸到下层有机相

- 3. 加入2. 5倍体积无水乙醇混匀(可选择加入1-2uL糖原帮助沉淀,糖原可使用碧云天的) 后置于-80℃沉淀过夜。
- 4. 第二天取出在4℃,12000rpm离心15min后小心去除上清,然后用75%乙醇清洗沉淀3次,最后一次尽量完全去除上清,开盖晾干3min左右,用15uLRNase-free H₂0溶解。

注: 乙醇沉淀 RNA 后要小心移除上清, 防止 RNA 丢失

RNA q-pcr检测注意事项:

- 1. 为了保证单一变量,input组、阳性探针组、阴性探针组获得的RNA产物最终用相同体积的水溶解,并且在逆转录过程中用相同体积RNA进行逆转录,不要测浓度之后把产物浓度调平。
- 2. input组一般是取10%的量提取的RNA, q-pcr的到的Ct值是1/10底物的数据, 计算时Ct要减去3.3。

3. Q-pcr结果计算示例:

 Δ Ct [normalized IP] = (Ct [IP] - (Ct [Input] -Log2 (Input Dilution Factor))) % Input = 2 ^(- Δ Ct [normalized IP])*100%

我们的 input 通常去总量的 1/10,即稀释了 10 倍,Log2 (Input Dilution Factor)≈3.3 计算示例:

input SNP70 U1 14.05 17.55

 Δ Ct=17.55- (14.05-3.3) =6.8 %input=2^ (-6.8) *100%= 0.9%

阴性对照组与目的组计算方法一样,最后比较目的组和阴性对照组的相对捕获量。



蛋白的洗脱(剩余的磁珠和 input):

1. 向磁珠中加入 40uL elution buffer, 100ug/mL RNase A 和 0.1U/uL RNase H, 于 37℃ 孵育 30min;


注: 这里的 RNase A 和 RNase H 是终浓度。

2. 后加入 10uL 5x 蛋白 Loading buffer, 100℃煮 10min 后离心取上清于新的 EP 管中即为蛋白产物。蛋白产物可用于银染,质谱或 WB 检测。

结果示例:


阳性对照体系:

图显示来自 HeLa 细胞的人端粒酶 RNA(TERC)相对于 GAPDH 的富集,GAPDH 是用作 阴性对照的丰富细胞 RNA。



q-pcr 检测 TERC 探针富集目标 RNA 效率

蛋白 TCAB1 是已知的端粒酶 holocomplex 伴侣蛋白,图表明 TERC RNA 富集 TCAB1蛋白。




dot blot 检测 TERC 富集的 TCAB1




RAP 实验结果案例:

通过 RAP 实验捕获与 1ncRNA-A 结合的蛋白。

检测探针对靶标 RNA 的有效捕获:



RAP 蛋白产物银染结果:



银染可以看到明显的蛋白条带,并且目的探针组相对于其阴性对照探针组有差异条带,后续可以进行质谱分析 1ncRNA-A 结合的蛋白,或者进行 WB 检测靶蛋白的结合。